



[WEINMANN MEDUMAT STANDARD + MODUL OXYGEN LIFE-BASE MINI II TRAGESYSTEM DOM 2017](#)

SKU: ER012026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Weinmann MEDUMAT Standard** ist ein **tragbares Beatmungsgerät**, das vor allem für **Notfall- und Transport-Beatmung** im Rettungsdienst, auf Intensiv-Transporten oder im klinischen Umfeld eingesetzt wird. Es unterstützt die kontrollierte Beatmung von Patienten – invasiv oder nach Bedarf – und ersetzt für viele Situationen die manuelle Beatmung mit Beutel/Maske.

☒ Hauptmerkmale

- Geeignet für **notfallmedizinische Beatmung** und Transport.
- **Kompakt und leicht**, einfach zu bedienen.
- Unterstützt verschiedene **Beatmungsmodi**, z. B. IPPV, CPAP und CPR.
- **Batteriebetrieb möglich**, lange Laufzeit (typisch bis 10 h).
- Für Patienten **ab ca. 3 kg** (incl. Säuglinge).

In vielen Konfigurationen wird ein **sauerstoffversorgtes Modul** (z. B. „Modul Oxygen“) integriert, so dass das Gerät direkt an eine Sauerstoffflasche angeschlossen werden kann, um die inspirierte



Sauerstoffkonzentration (FiO_2) zu erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

