



[WEINMANN MEDUMAT STANDARD + MODUL OXYGEN](#)

SKU: GZ092025

zzgl. [Versandkosten](#)

Weinmann Medumat Standard + Modul Oxygen ist ein zuverlässiger Beatmungsgerät-Standard, der durch das integrierte Sauerstoffmodul eine präzise und sichere Sauerstoffzufuhr während der Notfallbeatmung gewährleistet. Das kompakte und benutzerfreundliche System unterstützt medizinisches Personal effektiv bei der Patientenversorgung.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Weinmann Medumat Standard** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Beatmungsgerät, das speziell für den Einsatz in Rettungsdienst, Notfallmedizin und klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, die eine sichere und effektive Beatmung von Patienten unterschiedlicher Altersgruppen ermöglichen.

Das Gerät besticht durch seine kompakte Bauweise und die intuitive Bedienung, wodurch es sich ideal für den mobilen Einsatz eignet. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Das **Modul Oxygen** ergänzt den Medumat Standard um eine integrierte Sauerstoffversorgung, die eine präzise und kontrollierte Zufuhr von Sauerstoff sicherstellt. Dies ist besonders wichtig bei der Behandlung von Patienten mit erhöhtem Sauerstoffbedarf oder bei kritischen Versorgungsbedingungen.

Wichtige Merkmale und Funktionen des Weinmann Medumat Standard + Modul Oxygen:



- **Vielfältige Beatmungsmodi:** Manuelle Beatmung, kontrollierte Beatmung sowie assistierte Beatmung für individuelle Patientenbedürfnisse.
- **Integriertes Sauerstoffmodul:** Ermöglicht eine präzise Steuerung der Sauerstoffkonzentration zur Optimierung der Atemgaszusammensetzung.
- **Einfaches Bedienkonzept:** Klar strukturierte Benutzeroberfläche mit gut ablesbarem Display für schnelle und sichere Einstellungen.
- **Robustes Design:** Stoßfest und widerstandsfähig, ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen im Rettungsdienst.
- **Flexible Stromversorgung:** Betrieb über Akku oder Netzanschluss für maximale Mobilität und Einsatzbereitschaft.
- **Kompatibilität:** Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Beatmungszubehörteile und Patientenüberwachungsgeräte.
- **Wartungsfreundlich:** Einfache Wartung und Reinigung zur Sicherstellung der Hygiene und Funktionalität.

Der **Weinmann Medumat Standard + Modul Oxygen** ist somit eine exzellente Lösung für die professionelle Beatmung in Notfallsituationen sowie in klinischen Settings. Durch die Kombination aus präziser Sauerstoffzufuhr und vielfältigen Beatmungsoptionen unterstützt das Gerät die optimale Versorgung von Patienten mit Ateminsuffizienz oder Atemstillstand.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

