



## [WEINMANN MEDUMAT TRANSPORT - NOTFALLBEATMUNGSGERÄT](#)

SKU: CP022025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Weinmann Medumat Transport** ist ein kompaktes und zuverlässiges Notfallbeatmungsgerät, das speziell für den Einsatz im Rettungsdienst und bei Transporten entwickelt wurde. Es gewährleistet eine präzise und sichere Beatmung von Patienten in kritischen Situationen durch einfache Bedienbarkeit und robuste Bauweise.



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#),  
[Notfallbeatmungsgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Weinmann Medumat Transport** ist ein hochmodernes Notfallbeatmungsgerät, das speziell für den mobilen Einsatz in Rettungsdienst, Notfallmedizin und Intensivtransport konzipiert wurde. Es überzeugt durch seine kompakte Bauweise, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Bedienung, die eine sichere und effektive Beatmung auch unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Flexibilität bei der Beatmung:** Das Medumat Transport unterstützt sowohl die manuelle als auch die maschinelle Beatmung. Es bietet verschiedene Beatmungsmodi wie kontrollierte Beatmung, assistierte Beatmung und Spontanatmung mit Unterstützung.
- **Intuitive Bedienung:** Ein übersichtliches Display und leicht verständliche Bedienknöpfe ermöglichen eine schnelle Einstellung der Beatmungsparameter, was besonders in Notfallsituationen entscheidend ist.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist leicht, handlich und widerstandsfähig gegen Stöße und



Umwelteinflüsse, ideal für den Einsatz im Rettungswagen, Hubschrauber oder anderen Transportmitteln.

- **Umfangreiche Überwachungsfunktionen:** Integrierte Sensoren messen kontinuierlich Parameter wie Atemvolumen, Atemfrequenz, Atemwegsdruck und Sauerstoffkonzentration, um eine sichere und bedarfsgerechte Beatmung zu gewährleisten.
- **Energieversorgung:** Das Medumat Transport ist mit langlebigen Akkus ausgestattet, die eine autarke Nutzung über längere Zeiträume ermöglichen und sich schnell wiederaufladen lassen.
- **Kompatibilität:** Das Gerät ist mit standardisierten Anschlüssen für Sauerstoffversorgung und Beatmungszubehör ausgestattet und lässt sich problemlos in bestehende Notfallausrüstungen integrieren.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Weinmann Medumat Transport ist ideal geeignet für:

- Notfall- und Rettungsdienst
- Intensivtransport von Patienten
- Prähospitale Notfallversorgung
- Krankenhausinterne Verlegungen mit Beatmungsbedarf

### **Zusammenfassung:**

Mit dem **Weinmann Medumat Transport** erhalten Sie ein zuverlässiges und vielseitiges Notfallbeatmungsgerät, das höchste Anforderungen an Sicherheit, Bedienkomfort und Mobilität erfüllt. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Patienten jederzeit optimal zu beatmen – sei es im Rettungswagen, Hubschrauber oder auf Intensivtransporten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

