



## [WELCH ALLYN REF 405881 EKG MIT ABLEITUNGSKABEL](#)

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)

**Welch Allyn Ref 405881 EKG mit Ableitungskabel** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät zur präzisen Erfassung und Überwachung der Herzaktivität. Das robuste Ableitungskabel gewährleistet zuverlässige Signale für eine genaue Diagnostik in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Welch Allyn Ref 405881 EKG mit Ableitungskabel** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Erfassung und Überwachung der elektrischen Herzaktivität entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen.

### Produktmerkmale:

- **Präzise Elektrokardiografie:** Das Gerät ermöglicht eine genaue Ableitung und Darstellung der Herzströme, was eine frühzeitige Diagnose von Herzrhythmusstörungen und anderen kardiologischen Erkrankungen unterstützt.
- **Kompatibles Ableitungskabel:** Das mitgelieferte Ableitungskabel ist speziell auf das EKG-Gerät abgestimmt und sorgt für eine störungsfreie Signalübertragung, wodurch die Messgenauigkeit optimiert wird.
- **Robuste Bauweise:** Die hochwertigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Funktion auch bei täglichem Gebrauch in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.
- **Einfache Handhabung:** Das System ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches Personal eine schnelle und sichere Anbringung der Elektroden sowie eine unkomplizierte Bedienung sicherstellen kann.



- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für Ruhe-EKG, Belastungs-EKG und kontinuierliche Überwachung, unterstützt das Gerät vielfältige klinische Anforderungen.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Typ: 12-Kanal-EKG
- Anschluss: Standard-EKG-Ableitungskabel mit 10 Elektroden
- Signalqualität: Hochauflösende digitale Signalverarbeitung
- Kompatibilität: Passend für verschiedene Welch Allyn EKG-Systeme
- Sicherheit: Erfüllt internationale medizinische Standards und Normen

Das **Welch Allyn Ref 405881 EKG mit Ableitungskabel** stellt somit eine optimale Kombination aus Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit dar. Es unterstützt die medizinische Diagnostik durch exakte Messwerte und trägt zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

