



## WELCH ALLYN SURETEMP PLUS ELEKTRONISCHES THERMOMER

SKU: AJ022025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Welch Allyn SureTemp Plus Elektronische Thermometer** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Messgerät zur schnellen und präzisen Bestimmung der Körpertemperatur. Es wurde speziell für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt und bietet eine Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Genauigkeit.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Schnelle Messung:** Die Temperatur wird in nur wenigen Sekunden ermittelt, sodass der Untersuchungsprozess effizient gestaltet werden kann.
- **Vielseitige Messmethoden:** Das Thermometer ermöglicht Temperaturmessungen oral, axillär (unter dem Arm) und rektal, was eine flexible Anwendung bei unterschiedlichen Patientengruppen gewährleistet.
- **Präzision und Zuverlässigkeit:** Die SureTemp Plus Technologie sorgt für genaue und konsistente Messergebnisse, die klinischen Standards entsprechen.
- **Hygienisches Design:** Einweg-Schutzmanschetten verhindern Kreuzkontaminationen und erleichtern die Einhaltung von Hygienerichtlinien.
- **Ergonomische Handhabung:** Das leichte und handliche Design ermöglicht eine komfortable Nutzung, auch bei



längeren Untersuchungen.

- **Großes, gut ablesbares Display:** Die Messergebnisse werden deutlich angezeigt, was eine schnelle Beurteilung ermöglicht.
- **Akustisches Signal:** Ein Signalton bestätigt das Ende der Messung, was die Bedienung erleichtert und Fehler minimiert.
- **Langlebige Batterien:** Das Thermometer ist mit langlebigen Batterien ausgestattet, die eine zuverlässige Nutzung über längere Zeiträume gewährleisten.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Welch Allyn SureTemp Plus eignet sich ideal für die Temperaturmessung bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen. Es wird häufig in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Ambulante und stationäre medizinische Versorgung
- Notfallmedizin
- Pädiatrie
- Pflegeeinrichtungen
- Hausarztpraxen

### **Fazit:**

Das **Welch Allyn SureTemp Plus Elektronische Thermometer** überzeugt durch seine schnelle, präzise und vielseitige Temperaturmessung. Dank seines hygienischen Designs und der einfachen Handhabung stellt es ein unverzichtbares Instrument für die zuverlässige Fieberdiagnostik in professionellen medizinischen Umgebungen dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

