




[WELCH ALLYN SURETEMP PLUS THERMOMETER](#)

SKU: CB032025

zzgl. [Versandkosten](#)

Welch Allyn SureTemp Plus Thermometer bietet schnelle und präzise Temperaturmessungen für den klinischen Einsatz. Dank innovativer Technologie gewährleistet es zuverlässige Ergebnisse bei hoher Benutzerfreundlichkeit und hygienischer Handhabung.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Welch Allyn SureTemp Plus Thermometer** ist ein hochmodernes, klinisch erprobtes Gerät zur schnellen und zuverlässigen Messung der Körpertemperatur. Es wird weltweit in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen eingesetzt und steht für Präzision, Benutzerfreundlichkeit sowie hygienische Anwendung.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Schnelle Messung:** Mit einer Messdauer von nur etwa 13 Sekunden ermöglicht das SureTemp Plus Thermometer eine zügige Temperaturbestimmung, was besonders in hektischen klinischen Umgebungen von Vorteil ist.
- **Vielseitige Messmethoden:** Das Gerät unterstützt orale, axilläre (unter der Achsel), rektale und tympanale (im Ohr) Temperaturmessungen, sodass es flexibel an unterschiedliche Patientenbedürfnisse angepasst werden kann.
- **Hohe Genauigkeit:** Die patentierte Messsensortechnologie gewährleistet präzise und reproduzierbare Ergebnisse, die den klinischen Anforderungen entsprechen.
- **Hygienisches Design:** Das Thermometer verwendet Einweg-Sensorhüllen, die eine Kreuzkontamination



verhindern und eine sichere Anwendung bei verschiedenen Patienten ermöglichen.

- **Ergonomisches und robustes Gehäuse:** Das Gerät liegt gut in der Hand, ist leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen des klinischen Alltags.
- **Einfaches Bedienkonzept:** Intuitive Benutzerführung und gut ablesbares Display erleichtern die Anwendung auch für medizinisches Fachpersonal unter Zeitdruck.

Anwendungsgebiete:

Das Welch Allyn SureTemp Plus Thermometer eignet sich ideal für die Messung der Körpertemperatur bei Patienten aller Altersgruppen, von Neugeborenen bis zu Senioren. Es findet Anwendung in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Hausarztpraxen
- Ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen
- Notfall- und Rettungsdiensten

Technische Daten:

- Messzeit: ca. 13 Sekunden
- Messbereiche: Typabhängig (oral, rektal, axillär, tympanal)
- Stromversorgung: Batteriebetrieben, lange Batterielebensdauer
- Display: Digital, gut ablesbar
- Gewicht: Leicht und handlich

Zusammenfassend bietet das **Welch Allyn SureTemp Plus Thermometer** eine zuverlässige, schnelle und hygienische Lösung für die Temperaturmessung im medizinischen Alltag. Es unterstützt Fachkräfte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung effizient zu gestalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

