



## WELLHÖFER DOSIMETER WD10 C + PLATTE DOSIMETER KONSTANZPRÜFUNG

SKU: NB012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Radiologie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das WELLHÖFER Dosimeter WD10 C ist ein wichtiges Gerät für die Konstanzprüfung und Qualitätskontrolle von Strahlentherapiegeräten und Röntgengeräten. Es bietet eine präzise Messung der Strahlendosis und hilft dabei, sicherzustellen, dass die Geräte konstant und zuverlässig arbeiten. Durch die Verwendung dieses Dosimeters können Fehler frühzeitig erkannt, die Patientensicherheit verbessert und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Qualitätssicherung in der Radiologie und Strahlentherapie.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

