



WEYER BILI COMPACT PHOTOTHERAPIELAMPE FÜR NEUGEBORENE - FAHRBAR

SKU: BJ122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Weyer BILICOMPACT® LED** ist eine leistungsstarke Phototherapielampe zur Behandlung der **Neugeborenenengelbsucht (Hyperbilirubinämie)**. In der **fahrbaren Ausführung** ist sie mit einem höhenverstellbaren Stativ ausgestattet, was den flexiblen Einsatz über Inkubatoren, Wärmebetten oder Kinderbetten ermöglicht.

Technische Merkmale & Vorteile

- **LED-Technologie:** Die Lampe nutzt langlebige LEDs mit hoher Bestrahlungsstärke im idealen Wellenlängenbereich von **460 bis 490 nm**.
- **Neutrallicht:** Zur besseren Beurteilung des Hautkolorits kann ein weißes Neutrallicht zugeschaltet werden, welches das blaue Therapielicht kurzzeitig unterbricht.
- **Therapiemodi:** Das Gerät ermöglicht sowohl die manuelle Steuerung als auch eine **automatische Therapie** mit vorwählbarer Dauer und Intensität.
- **Vielseitigkeit:** Dank vier Gummifüßen kann die Leuchte auch direkt auf Hauben von Inkubatoren aufgesetzt werden, falls kein Stativ genutzt wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

