



## [WEYER CERAMOTHERM 2100 INFANT WARMER SÄUGLING – BABYHEIZUNG](#)

SKU: V092025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Weyer Ceramotherm 2100 Infant Warmer** ist eine hochmoderne Babyheizung, die eine präzise und schonende Wärmeversorgung für Neugeborene gewährleistet. Durch innovative Keramiktechnologie bietet das Gerät eine gleichmäßige Temperaturkontrolle, die optimale Bedingungen für die Pflege von Säuglingen schafft.



---

Categories: [Wärmeschrank](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Weyer Ceramotherm 2100 Infant Warmer** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell zur sicheren und effektiven Wärmeversorgung von Neugeborenen und Säuglingen in Krankenhäusern und Kliniken entwickelt wurde. Dieses Babyheizsystem gewährleistet eine konstante und kontrollierte Wärmezufuhr, die den besonderen Bedürfnissen frühgeborener oder kranker Babys gerecht wird.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Temperaturregelung:** Durch eine innovative Keramik-Heiztechnologie wird eine gleichmäßige und angenehme Wärmestrahlung sichergestellt, die das Risiko von Überhitzung oder Unterkühlung minimiert.
- **Schnelle Aufwärmphase:** Das System erreicht schnell die eingestellte Temperatur, um eine optimale Temperaturumgebung unmittelbar nach der Geburt zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliche Steuerung:** Ein intuitives Bedienfeld ermöglicht die einfache Einstellung und Überwachung der Temperaturparameter sowie die Anpassung an individuelle Bedürfnisse des Säuglings.
- **Hygienisches Design:** Die glatten Oberflächen und leicht zu reinigenden Materialien unterstützen höchste



hygienische Standards im klinischen Umfeld.

- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Alarmer und Überwachungssysteme warnen bei Temperaturabweichungen oder technischen Störungen, um maximale Sicherheit zu garantieren.
- **Ergonomische Bauweise:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es eine einfache Handhabung für das medizinische Personal ermöglicht und gleichzeitig dem Säugling höchsten Komfort bietet.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Ceramotherm 2100 Infant Warmer eignet sich insbesondere für die Verwendung in Frühgeborenen-Stationen, Neugeborenen-Intensivpflege, Entbindungsstationen sowie bei der postnatalen Versorgung von Babys mit erhöhtem Wärmebedarf. Er unterstützt die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, was entscheidend für die Stabilität und das Wohlbefinden des Säuglings ist.

#### **Technische Daten (Auszug):**

- Heiztechnologie: Keramikstrahler
- Temperaturbereich: individuell einstellbar
- Bedienung: elektronisches Steuerpanel mit digitaler Anzeige
- Alarmfunktionen: Temperaturabweichung, technische Störung
- Reinigung: leicht zugängliche, glatte Oberflächen

Mit dem **Weyer Ceramotherm 2100 Infant Warmer** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und sicheres Gerät zur Unterstützung der thermischen Stabilität von Neugeborenen, das durch seine fortschrittliche Technik und anwenderfreundliche Gestaltung überzeugt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

