



[WEYER CERAMOTHERM WY 1100 WY1100](#) [WÄRMESTRAHLER SÄUGLING](#)

SKU: EF042025-NV - EP042025-NV - E0042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Weyer Ceramotherm WY 1100 ist ein präziser Wärmestrahler speziell für Säuglinge, der eine gleichmäßige und schonende Wärmeabgabe gewährleistet. Das Gerät unterstützt die optimale Aufrechterhaltung der Körpertemperatur bei Neugeborenen in medizinischen Einrichtungen.



Categories: [Neonatologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Weyer Ceramotherm WY 1100 Wärmestrahler ist ein spezialisiertes Gerät für die Wärmebehandlung von Säuglingen und wird vor allem in Neonatologie-Abteilungen und Intensivstationen eingesetzt. Mit seiner präzisen Temperaturkontrolle, der Energieeffizienz und den Sicherheitsvorkehrungen stellt der Strahler sicher, dass Säuglinge in kritischen Phasen ihrer Entwicklung die notwendige Wärme erhalten, um ihre Körpertemperatur zu stabilisieren und eine Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

