


## WHATMAN PS 305 T - PS305T ELEKTROPHORESE

SKU: AV102022-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**WHATMAN PS 305 T - PS305T Elektrophorese** ist ein hochwertiges Filterpapier, speziell entwickelt für präzise und zuverlässige Anwendungen in der Elektrophorese. Es zeichnet sich durch optimale Porosität und chemische Beständigkeit aus, um exakte Trennungen und reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.



---

Categories: [Fundgrube](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

