



WILL 70464 - MIKROSKOP - LICHT EINRICHTUNG FEHLT - DEFEKT

SKU: E062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Mikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Will 70464 Mikroskop** stellt ein klassisches optisches Instrument dar, das speziell für mikroskopische Untersuchungen konzipiert wurde. Es eignet sich hervorragend für Anwendungen in Laboren, Bildungseinrichtungen sowie für Hobby-Mikroskopiker. Dieses Modell bietet eine solide mechanische Konstruktion und eine präzise optische Ausstattung, die eine klare Vergrößerung von Proben ermöglicht.

Wichtiger Hinweis: Bei diesem Angebot handelt es sich um ein **defektes Gerät**, bei dem die **Lichteinrichtung fehlt**. Das bedeutet, dass keine interne Beleuchtung vorhanden ist, was die Sichtbarkeit der Präparate ohne externe Lichtquelle stark einschränkt und eine Reparatur oder den Ersatz der Beleuchtungskomponenten erfordert.

Technische Merkmale des Will 70464 Mikroskops:

- Optisches System mit mehreren Objektiven für verschiedene Vergrößerungsstufen
- Stabiler Tubus und robustes Stativ für sichere Handhabung
- Kondensator zur Bündelung des Lichts (funktional abhängig von der Beleuchtung)
- Feine und Grobverstellung zur präzisen Fokussierung der Proben
- Mechanischer Objektstisch zur sicheren Fixierung und Verschiebung der Objektträger



Durch das Fehlen der Lichteinrichtung ist das Mikroskop aktuell nicht betriebsbereit und eignet sich primär für Bastler, Reparaturprofis oder als Ersatzteilspender. Mit der Wiederherstellung der Beleuchtung kann das Gerät jedoch seine volle Funktionalität erreichen und bietet dann wieder eine zuverlässige Basis für mikroskopische Untersuchungen.

Empfohlene Verwendung:

- Reparatur oder Restaurationsprojekt
- Quellgerät für Ersatzteile
- Technische Schulung im Bereich Mikroskopie und Gerätereparatur

Bitte beachten Sie, dass für den ordnungsgemäßen Betrieb eine geeignete Lichtquelle erforderlich ist, die entweder nachgerüstet oder extern bereitgestellt werden muss. Das Mikroskop wird ohne Zubehör wie Objektträger oder Deckgläser geliefert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

