



**WOLF 5520 1CCD ENDOCAM MIT EINEM
KAMERAKOPF 5520.933 UND REMOTE
KONTROL**

SKU: k082013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit

* Kamera-Kopf 5520.933

* Remote Kontrol Manual 5520.401

Wolf 1CCD Endoskopie-Kamera mit Prozessor

Single Chip Kamera

300 Watt Xenon Lichtquelle

Programmierbare Benutzer-Einstellungen

digitaler anti-moiré Filter

inkl. Kamera IP 67

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit

* Kamera-Kopf 5520.933

* Remote Kontrol Manual 5520.401

14.00

Wolf 1CCD Endoskopie-Kamera mit Prozessor

Single Chip Kamera

300 Watt Xenon Lichtquelle

Programmierbare Benutzer-Einstellungen

digitaler anti-moiré Filter

inkl. Kamera IP 67

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Normale Tabelle";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;



mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri", "sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

