



[ZEISS 150 FC KOLPOSKOP](#) [UNTERSUCHUNGSMIKROSKOP OP](#) [MIKROSKOP GYNÄKOLOGISCHES](#)

SKU: BO052015-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Zeiss 150 FC Kolposkop ist ein hochauflösendes Untersuchungsmikroskop, speziell entwickelt für die gynäkologische Diagnostik und operative Eingriffe. Es bietet eine exzellente optische Qualität und ergonomisches Design, um präzise und komfortable Untersuchungen im klinischen Alltag zu gewährleisten.



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Zeiss 150 FC Kolposkop** ist ein hochmodernes Untersuchungsmikroskop, das speziell für die gynäkologische Diagnostik und Therapie entwickelt wurde. Es bietet eine präzise, vergrößerte Darstellung der weiblichen Genitalorgane und ermöglicht dadurch eine detaillierte Beurteilung von Gewebeeränderungen und pathologischen Befunden.

Mit seiner erstklassigen Optik und robusten Bauweise ist das Zeiss 150 FC ein unverzichtbares Instrument in der gynäkologischen Praxis sowie im OP-Bereich. Es unterstützt Ärztinnen und Ärzte bei der Durchführung von Kolposkopien, diagnostischen Untersuchungen und interventionsgestützten Eingriffen.

- **Optische Leistung:** Hochauflösende, achromatische Linsen sorgen für eine brillante, verzerrungsfreie Bildqualität und eine exzellente Farbwiedergabe.
- **Vergrößerung:** Stufenlos verstellbare Vergrößerungseinstellungen ermöglichen eine flexible Anpassung an



unterschiedliche Untersuchungsanforderungen.

- **Ergonomisches Design:** Das Mikroskop ist ergonomisch gestaltet und erleichtert durch seine flexible Positionierbarkeit eine komfortable Handhabung während langer Untersuchungen.
- **Beleuchtung:** Eine leistungsstarke LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichtintensität sorgt für optimale Ausleuchtung des Untersuchungsfeldes ohne Wärmeentwicklung.
- **Montage und Mobilität:** Das Kolposkop ist auf einem stabilen, höhenverstellbaren Stativ montiert, das eine einfache und sichere Positionierung im Untersuchungsraum gewährleistet.
- **Zusatzfunktionen:** Optional kann das Gerät mit Kamera- und Dokumentationssystemen erweitert werden, um Befunde digital zu erfassen und zu archivieren.

Das **Zeiss 150 FC Kolposkop** vereint modernste Technologie mit anwenderfreundlichem Design und erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Es ist somit eine ideale Lösung für die professionelle gynäkologische Diagnostik und Therapie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

