



## ZEISS OPMI 9 OPMI9 F=170 10X 22 B MIT BEOBACHTER - ARMFEDERUNG IST BESCHÄDIGT

**SKU:** BL092025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Zeiss OPMI 9 OPMI9 f=170 10x 22 B mit Beobachter bietet präzise optische Leistung für medizinische Anwendungen, wobei die Armfederung derzeit beschädigt ist und eine Reparatur benötigt. Dieses hochwertige Mikroskop überzeugt durch exzellente Bildqualität und ergonomisches Design.



---

**Categories:** [Mikroskop](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Zeiss OPMI 9** ist ein hochentwickeltes Operationsmikroskop, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie und anderen medizinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Dieses Modell, **OPMI 9 f=170 10x 22 B**, bietet eine herausragende optische Leistung kombiniert mit ergonomischem Design und vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten.

### Produktmerkmale:

- **Optik:** Das Mikroskop verfügt über eine feste Brennweite von **170 mm** und eine 10-fache Vergrößerung mit einem 22-mm-Okular, die eine exzellente Bildauflösung und Tiefenschärfe gewährleistet.
- **Beobachtereinheit:** Integriert mit einer Beobachtereinheit, die eine parallele Betrachtung durch Assistenzpersonal ermöglicht, was besonders in Lehr- und Operationssituationen von großem Vorteil ist.
- **Armfederung:** Das Gerät ist mit einer Armfederung ausgestattet, die eine präzise und stabile Positionierung des Mikroskops erlaubt. **Hinweis:** Die Armfederung ist derzeit beschädigt, was die Beweglichkeit und



Stabilität beeinträchtigen kann und einer Reparatur bedarf.

- **Ergonomie:** Durch die flexible Positionierung und einfache Handhabung unterstützt das OPMI 9 eine ergonomische Arbeitsweise und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen.

#### **Technische Vorteile:**

- Hervorragende optische Komponenten von ZEISS garantieren scharfe, kontrastreiche und farbtreue Bilder.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen klinischen Einsatz.
- Die Beobachtereinheit ermöglicht simultanes Arbeiten und verbessert die Kommunikation im OP-Team.
- Einfache Integration in bestehende OP-Umgebungen durch flexible Montageoptionen.

#### **Zusammenfassung:**

Das Zeiss OPMI 9  $f=170$  10x 22 B mit Beobachtereinheit ist ein bewährtes und vielseitiges Operationsmikroskop, das in vielen chirurgischen Fachdisziplinen eingesetzt werden kann. Trotz der aktuell beschädigten Armfederung bleibt das Gerät aufgrund seiner hochwertigen Optik und Ausstattung eine wertvolle Ressource für präzise und effiziente operative Eingriffe. Eine fachgerechte Reparatur der Federung wird empfohlen, um die volle Funktionalität und ergonomische Vorteile wiederherzustellen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

