



ZEISS OPMI CS-1 AUF S4 STATIV, FAHRBARES OP-MIKROSKOP

SKU: CO012019-A

3.500,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem
Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 200 kg



GALLERIE

