



ZEISS OPMI CS-1 OP MIKROSKOP MIT S4 BODENSTATIV

SKU: 0102016

7.140,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit
variabilem Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

zum Einsatz im HNO-, MKG und Neurochirurgischen Bereich

Elektrisch gesteuert werden:

- Fließende Einstellung der Vergrößerung (Zoom) und Schärfe (Fokus)
- High-End-Optik mit hoher Tiefenschärfe
- Neigung des Mikroskopkopfes



- Einstellung der Lichtstärke (manuell)
- Fließende Bewegungen des Armes und Mikroskopkörpers (manuell)

Technische Angaben:

- Vergrößerungen: von 5x bis 30x
- Vergrößerungen der Okulare: 12,5x
- Brennweite des Objektivs: $f = 200-400$ mm
- Arzt-Tubus mit einstellbarem Neigungswinkel von 0 bis 90 Grad
- Halogen-Beleuchtung mit einem Lichtleiter
- Lichtleistung: 100 W
- Xenon-Beleuchtung: 3900lm
- Einstellbare Lichtintensität
- Stromversorgung: 115/230 V / 50-60 Hz
- Mikroskopfuss mit die Bremse

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 200 kg |
|---------------|--------|



GALLERIE

