



## [ZEISS OSRAM 64222 - LEUCHE](#)

SKU: KP052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **ZEISS Osrasm 64222 Leuchte** ist eine hochwertige Beleuchtungslösung, die speziell für den Einsatz in medizinischen und optischen Geräten entwickelt wurde. Sie kombiniert innovative Osram-Lichttechnologie mit der Präzision und Zuverlässigkeit von ZEISS, um eine optimale Ausleuchtung in klinischen und diagnostischen Anwendungen zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hochwertige Lichtquelle:** Die Leuchte nutzt eine Osram-Glühbirne, die für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung sorgt, welche entscheidend für präzise Untersuchungen und Diagnosen ist.
- **Lange Lebensdauer:** Durch die Verwendung langlebiger Materialien und modernster Technik bietet die Leuchte eine zuverlässige Performance über viele Einsatzstunden, was Wartungsaufwand und Betriebskosten reduziert.
- **Optimale Lichtqualität:** Die Lichtfarbe und Helligkeit sind ideal auf medizinische Anforderungen abgestimmt, um Kontraste und Details deutlich hervorzuheben.
- **Einfache Installation und Kompatibilität:** Die Leuchte ist kompatibel mit verschiedenen ZEISS-Medizinprodukten und lässt sich problemlos integrieren, was Flexibilität und Vielseitigkeit im Einsatz



ermöglicht.

- **Sicherheit und Konformität:** Das Produkt erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsstandards und Qualitätsanforderungen, was eine sichere Nutzung im klinischen Umfeld garantiert.

Dank dieser Eigenschaften ist die **ZEISS Osram 64222 Leuchte** eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Beleuchtung und zuverlässige Technik legen. Sie unterstützt Fachpersonal dabei, diagnostische Verfahren effizient und sicher durchzuführen und trägt so maßgeblich zur Qualität der Patientenversorgung bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

