



## [ZEISS VISUCAM 500 FUNDUSKAMERA](#)

SKU: AJ062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**ZEISS Visucam 500** ist eine hochpräzise Funduskamera, die durch ihre herausragende Bildqualität und einfache Bedienung eine zuverlässige Diagnostik der Netzhaut ermöglicht. Das kompakte System unterstützt Augenärzte bei der schnellen Erfassung detailreicher Aufnahmen für eine effiziente Patientenbetreuung.



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **ZEISS Visucam 500 Funduskamera** ist ein hochmodernes diagnostisches Instrument, das speziell für die präzise und effiziente Bildgebung des Augenhintergrundes entwickelt wurde. Mit ihrer herausragenden optischen Qualität und benutzerfreundlichen Bedienoberfläche unterstützt sie Augenärzte und Optometristen bei der umfassenden Untersuchung und Dokumentation retinaler Erkrankungen.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Visucam 500 erzeugt gestochen scharfe, farbige Fundusaufnahmen mit hoher Detailtreue, die eine differenzierte Diagnostik ermöglichen.
- **Multimodale Aufnahmeoptionen:** Neben der Standardfarbaufnahme unterstützt die Kamera *Rotfreies Licht*, *Fluoreszenzangiographie* und *Autofluoreszenz*, wodurch unterschiedliche pathologische Veränderungen sichtbar gemacht werden.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und benutzerfreundliche Gerät ermöglicht eine komfortable Patientenpositionierung und einfache Bedienung, was zu schnellen Untersuchungsabläufen beiträgt.
- **Integration und Datenmanagement:** Die Visucam 500 ist kompatibel mit verschiedenen Praxis- und



Kliniksoftwarelösungen, sodass Bilddaten effizient verwaltet und analysiert werden können.

- **Schnelle Bildaufnahme:** Die automatische Fokussierung und Belichtung optimieren den Aufnahmeprozess, wodurch auch bei unruhigen Patienten qualitativ hochwertige Bilder entstehen.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnose und Verlaufskontrolle von retinalen Erkrankungen wie diabetischer Retinopathie, Makuladegeneration und Glaukom
- Dokumentation von Veränderungen im Augenhintergrund zur Therapieplanung
- Screening und Vorsorgeuntersuchungen im ophthalmologischen Bereich

Die **ZEISS Visucam 500 Funduskamera** steht für Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz in der ophthalmologischen Bildgebung. Durch ihre vielseitigen Funktionen und die exzellente Bildqualität unterstützt sie medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und optimale Behandlungserfolge zu erzielen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

