



## [ZIEHM EXPOSCOP 7000 COMPACT C-ARM](#)

SKU: I012017-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Ziehm Exposcop 7000 Compact C-Arm** ist ein hochmodernes mobiles Durchleuchtungsgerät, das präzise Bildgebung in der Chirurgie und Intervention ermöglicht. Mit seiner kompakten Bauweise und intuitiven Bedienoberfläche bietet es optimale Flexibilität und hervorragende Bildqualität bei minimaler Strahlenbelastung.



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ziehm Exposcop 7000 Compact C-Arm** ist ein hochmodernes bildgebendes System, das speziell für den Einsatz in der operativen Radiologie und Chirurgie entwickelt wurde. Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät bietet hervorragende Bildqualität bei minimaler Strahlenbelastung und unterstützt Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen sowie chirurgische Eingriffe effektiv zu begleiten.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes Bildgebungssystem:** Der Ziehm Exposcop 7000 verfügt über eine innovative Bildverarbeitungstechnologie, die gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder liefert, um eine optimale Darstellung von Knochen, Weichteilen und Gefäßen zu gewährleisten.
- **Kompaktes Design:** Durch seine platzsparende Bauweise eignet sich das Gerät ideal für enge OP-Räume und ermöglicht eine flexible Positionierung während der Intervention.
- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und ein benutzerfreundliches Interface erleichtern die Handhabung und reduzieren die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals.
- **Reduzierte Strahlenbelastung:** Fortschrittliche Dosismanagement-Funktionen minimieren die



Strahlenexposition für Patienten und Anwender, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.

- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Orthopädie, Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie und interventionelle Radiologie.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Intraoperative Bildgebung bei minimalinvasiven und offenen chirurgischen Verfahren
- Kontrolle der Implantatpositionierung und Frakturversorgung
- Navigation und Dokumentation während interventioneller Eingriffe
- Diagnostische Untersuchungen im Bereich der Gefäß- und Weichteildarstellung

Der Ziehm Exposcop 7000 Compact C-Arm überzeugt durch seine Kombination aus **fortschrittlicher Technologie, Bedienkomfort und hoher Zuverlässigkeit**. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Behandlungsabläufe zu optimieren und die Patientensicherheit zu erhöhen.

#### **Fazit:**

Mit dem Ziehm Exposcop 7000 Compact C-Arm erhalten Sie ein vielseitiges, leistungsfähiges und benutzerfreundliches Bildgebungssystem, das den anspruchsvollen Anforderungen moderner chirurgischer und radiologischer Verfahren gerecht wird.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 220 kg

