



ZIEHM IMAGING ZIEHM VISTA C ARM - C BOGEN

SKU: HW012026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [C Bogen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ziehm Vista** ist ein **mobiler C-Bogen mit Bildverstärker-Technologie, der für chirurgische Standardanwendungen in der Orthopädie, Traumatologie und Schmerztherapie konzipiert wurde**. Es gilt als zuverlässiges Arbeitspferd für klinische Umgebungen, die eine präzise intraoperative Bildgebung benötigen.

Technische Merkmale

Das System zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung aus:

- **Bildverstärker:** Standardmäßig mit einem **23 cm (9 Zoll)** Bildverstärker ausgestattet; optional sind auch Versionen mit 15 cm oder 31 cm verfügbar.
- **Monitorkonfiguration:** Der separate Monitorwagen verfügt in der Regel über zwei hochauflösende **Flachbildschirme** für Live-Bilder und Referenzaufnahmen.
- **Positionierung:** Bietet weite Verstellbereiche, wie eine motorisierte Höhenverstellung (bis zu 63 cm) und eine orbitale Rotation von bis zu **135°** (-90° / +45°).
- **Konnektivität:** Unterstützt digitale Bildspeicherung und lässt sich über Schnittstellen wie **Ziehm NetPort** in bestehende PACS- oder KIS/RIS-Netzwerke integrieren.
- **Computer-Aided Surgery (CAS):** Das System ist für die Integration mit computergestützten Chirurgie-Systemen vorbereitet, was besonders in der Wirbelsäulenchirurgie die Präzision erhöht.

Einsatzbereiche

Aufgrund seiner Mobilität und Bildqualität wird das Ziehm Vista vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- **Traumatologie & Orthopädie:** Zur Lagekontrolle von Fragmenten, Schrauben und Nägeln.
- **Schmerztherapie:** Für bildwandlergesteuerte Injektionen an der Wirbelsäule.
- **Allgemeinchirurgie:** Zur intraoperativen Darstellung anatomischer Strukturen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

