



[ZIEHM SOLO C BOGEN MIZ DOPPELMONITOR DOM 2010](#)

SKU: BN042024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

``html

Ziehm Solo C-Bogen mit Doppelmonitor DOM 2010 ist ein hochmodernes mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und präzise Bildgebung eine optimale Unterstützung in der intraoperativen Diagnostik bietet. Die integrierten Doppelmonitore ermöglichen eine simultane Darstellung und verbessern so die Effizienz und Sicherheit während chirurgischer Eingriffe.

...



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Ziehm Solo C-Bogen** mit Doppelmonitor DOM 2010 ist ein hochmodernes mobiles Röntgengerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie und anderen medizinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Bildgebungstechnologie mit einer benutzerfreundlichen Handhabung, um präzise intraoperative Diagnosen und Behandlungen zu ermöglichen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Dynamische Bildgebung:** Der Ziehm Solo bietet hervorragende Bildqualität durch modernste CMOS-Detektoren und eine optimierte Fluoroskopie, die eine klare Darstellung der anatomischen Strukturen gewährleistet.

- **Doppelmonitor-System:** Ausgestattet mit zwei hochauflösenden Monitoren (DOM 2010), die eine simultane Anzeige von Live-Bildern und gespeicherten Aufnahmen ermöglichen. Dies verbessert die Workflow-Effizienz und unterstützt die präzise Entscheidungsfindung während der Operation.
- **Flexible Positionierung:** Der C-Bogen verfügt über eine ergonomische Konstruktion mit leichtgängigen Gelenken, die eine einfache und präzise Positionierung um das Operationsfeld erlauben. Dies ermöglicht eine optimale Ausleuchtung verschiedener anatomischer Bereiche.
- **Mobilität und Kompaktheit:** Dank seines kompakten Designs und der robusten Fahrgestellbasis ist der Ziehm Solo einfach im OP-Saal zu bewegen und kann schnell an unterschiedliche Einsatzorte angepasst werden.
- **Strahlenschutz:** Integrierte Strahlenschutzmaßnahmen reduzieren die Exposition für Patient und Personal auf ein Minimum, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerung über ein Touchpanel mit voreingestellten Programmen ermöglicht eine schnelle Anpassung der Bildparameter und erleichtert den Arbeitsablauf.
- **Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit gängigen PACS- und DICOM-Standards, was eine nahtlose Integration in bestehende Krankenhausinformationssysteme (KIS) gewährleistet.

Anwendungsbereiche:

Der Ziehm Solo C-Bogen mit Doppelmonitor DOM 2010 eignet sich ideal für:

- Orthopädische Eingriffe wie Frakturversorgung und Gelenkoperationen
- Wirbelsäulenchirurgie
- Gefäßchirurgie
- Traumatologische Notfallversorgung
- Minimal-invasive Operationen

Fazit:

Der Ziehm Solo C-Bogen mit Doppelmonitor DOM 2010 stellt eine zuverlässige und leistungsfähige Lösung für intraoperative Bildgebung dar. Seine Kombination aus exzellenter Bildqualität, ergonomischem Design und moderner Technologie unterstützt medizinisches Personal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und operative Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

700 kg

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

