



ZIMMER SONO 3 + KOPF ULTRASCHALL SONO 3

SKU: M062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Zimmer Sono 3** ist ein hochmodernes Ultraschallgerät, das speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise, einfache Handhabung und präzise Leistung aus, wodurch es ideal für den Einsatz in der Physiotherapie, Rehabilitation und Schmerztherapie geeignet ist.

Das Gerät arbeitet mit einer Frequenz von **1 MHz oder 3 MHz**, was eine optimale Eindringtiefe und Gewebeabsorption gewährleistet. Dadurch können sowohl oberflächliche als auch tiefere Gewebeschichten effektiv behandelt werden. Die Ultraschalltherapie fördert die Durchblutung, beschleunigt den Heilungsprozess und lindert Schmerzen.

Zum Lieferumfang gehört der speziell entwickelte **Sono 3 + Kopf**, der eine gleichmäßige Energieabgabe garantiert und ergonomisch gestaltet ist, um eine komfortable Anwendung zu ermöglichen. Der Schallkopf ist leicht zu reinigen und hygienisch unbedenklich.

- **Leistungsstark:** Konstant einstellbare Ultraschallleistung für individuelle Therapieanpassung.
- **Benutzerfreundlich:** Intuitives Bedienfeld mit klarer Anzeige für einfache Einstellung der Parameter.
- **Vielseitig:** Einsatz in verschiedenen Fachgebieten, einschließlich Orthopädie, Sportmedizin und Physiotherapie.
- **Sicher:** Integrierte Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überhitzung und Überdosierung.

Das Zimmer Sono 3 + Kopf stellt somit eine zuverlässige und effektive Lösung für die therapeutische Ultraschallanwendung dar. Es unterstützt Therapeuten dabei, Behandlungsprozesse zu optimieren und Patienten eine schonende sowie wirkungsvolle Therapie zu bieten.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

