



[ZOLL M-SERIES XL DEFIBRILLATOR - DEFI](#)

SKU: GX082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Zoll M-Series XL Defibrillator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses multifunktionale Gerät kombiniert die Funktionen eines Defibrillators, eines Monitoringsystems und eines Therapiegeräts in einem kompakten und benutzerfreundlichen Design.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Fortschrittliche Defibrillationstechnologie:** Der M-Series XL verwendet die bewährte biphasische Truncated Exponential (BTE) Technologie, die effektive und schonende Stromstöße liefert, um Kammerflimmern und andere lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen schnell zu behandeln.
- **Großzügiges, gut ablesbares Display:** Ein hochauflösendes Farbdisplay ermöglicht die klare Darstellung von EKG-Wellenformen, Vitalparametern und Therapieanweisungen, was die Bedienung auch unter stressigen Bedingungen erleichtert.
- **Integriertes Patientenmonitoring:** Neben der Defibrillation bietet das Gerät umfassendes Monitoring von Vitalparametern wie EKG, Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) und Atemfrequenz.
- **Automatische und manuelle Modi:** Der Defibrillator kann sowohl im automatischen AED-Modus als auch im manuellen Modus betrieben werden, was Flexibilität für unterschiedliche Anwenderqualifikationen und Situationen gewährleistet.
- **Intuitive Benutzerführung:** Schritt-für-Schritt-Anweisungen und akustische Signale unterstützen medizinisches Personal bei der schnellen und korrekten Anwendung, was die Sicherheit und Effektivität der Behandlung erhöht.
- **Langlebige Batterie und robuste Bauweise:** Der M-Series XL ist für den mobilen Einsatz konzipiert, mit einer leistungsstarken Batterie für lange Einsatzzeiten und einem widerstandsfähigen Gehäuse, das auch rauen Umgebungsbedingungen standhält.



- **Datenmanagement und Konnektivität:** Das Gerät speichert Behandlungsdaten automatisch und ermöglicht die einfache Übertragung an Krankenhausinformationssysteme zur Dokumentation und Analyse.

Anwendungsbereiche:

Der Zoll M-Series XL Defibrillator eignet sich ideal für:

- Notfallmedizin und Rettungsdienste
- Intensivstationen und Notaufnahmen
- Herzkatheterlabore
- Ambulante Notfallteams

Fazit:

Mit dem Zoll M-Series XL erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges, vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät, das lebensrettende Defibrillationsmaßnahmen unterstützt und gleichzeitig umfassendes Patientenmonitoring ermöglicht. Die Kombination aus technischer Präzision und einfacher Bedienbarkeit macht den M-Series XL zu einem unverzichtbaren Partner im klinischen Alltag.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

